

**KLS** martin  
GROUP

**Verkaufsargumente  
auf einen Blick**

**marSeal** 5 plus

**Intelligente Gefäßversiegelung in einer  
neuen Dimension!**



maXium®

## marSeal 5 plus

### Vorteile für den Operateur

- **Neues, weiterentwickeltes ergonomischeres** Handgriffdesign
- **Handaktivierung**
- **Umpositionierung** der **Strom-** und **Klingenaktivierung** am Handgriff  
→ **dadurch entfällt das Umgreifen**
- **Verbesserte Branchengeometrie für Präparation und Versiegelung**
  - Versiegelungslänge: 20 mm
  - Schnittlänge: 19 mm
- Zuverlässiges **Präparieren, Versiegeln** und **Trennen** mit nur **einem Instrument**
- **Reproduzierbarer** und **schneller** Versiegelungsprozess, **kürzere OP-Zeiten**
- **Optimal Schnittergebnisse** durch **sterile Einmalklinge** und **konkav geformte Klingengeometrie**
- **Kürzere** OP-Zeiten
- Schaft **360° drehbar**
- **Minimale** laterale Wärmeausdehnung durch **beschichtete Arbeitsspitze**

### Vorteile für die ZSVA und OP-Personal

- **Modulares System**, Instrument ist einfach und komplett zerlegbar
- **Plug & Play** Funktion, das HF-Gerät maxium<sup>®</sup> stellt den entsprechenden Versiegelungsstrom automatisch beim Einstecken bereit
- **Einfachere Montage** und **Demontage** in die einzelnen **Komponenten**
- **Einfache Reinigung** und **Sterilisation**
- **Autoklavierbar bei 134°C**


### Vorteile für Einkauf und Verwaltung

- **Große Kosteneinsparung** durch die **Wiederverwendbarkeit** und den **geringen Einweganteil**
- **Geringe Kosten pro Anwendung im Vergleich zu einem reinen Einmalinstrument**


**Neues Handgriffdesign**



**Spezielle Branchengeometrie**



**Beschichtete Arbeitsspitze**



**Konkav geformte Sterilklinge**

