



FlexPen 2.0

¡Ergonómico y flexible!

Portafibras **FlexPen 2.0** ¡Ergonómico y flexible!

El portafibras FlexPen 2.0 de KLS Martin reúne ergonomía, manejo fácil y utilización flexible en un solo instrumento.

El FlexPen 2.0 es un sistema modular para el guiado y la fijación de una fibra láser o de una guíaonda, compuesto por un mango, un adaptador Tuohy-Borst y diferentes acoplamientos con mandril.

Máxima ergonomía

Gracias al diseño que favorecen la sujeción y al estriado, el instrumento se acopla de forma óptima y extremadamente ergonómica a la mano y permite trabajar cómodamente.



Múltiples funciones

El conector Luer-Lock permite la conexión de tubos de lavado o de aspiración.








Preparación y manejo sencillos

El adaptador Tuohy-Borst fija la fibra de manera segura y firme y se elimina después del uso: ¡Ya no hay piezas pequeñas y de difícil acceso que se pueden perder durante el desmontaje o el reacondicionamiento!



Posibilidades de fijación flexibles:

Los diferentes acoplamientos permiten utilizar el instrumento en varias especialidades e indicaciones. Asimismo, los múltiples diámetros de fibra disponibles se pueden introducir y fijar sin problemas.

	79-311-00-04	Mango para portafibras FlexPen 2.0
	79-311-03-04	Adaptador Tuohy-Borst (Unidad de embalaje = 25 unidades, estériles, desechables)
	79-311-02-04	Punta de acoplamiento de 7 cm con aspiración (2 piezas: tubo de aspiración y tubo de guía interior para la fibra)
	79-311-10-04	Punta de acoplamiento de 10 cm (con mandril)
	79-311-30-04	Punta de acoplamiento de 30 cm para guíaonda (con mandril)

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sidney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubái · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malasia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
infoln@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Reino Unido
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

¿Sabe cómo obtener toda la información importante acerca de los "Dispositivos de Energía" (Energy Devices) de KLS Martin?

¡Por favor, descarga la Aplicación Energy Devices de KLS Martin!
La Aplicación está disponible para Android y iOS.



<https://itunes.apple.com/de/app/klsmartin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klsmartin.energydevices>

KLS Martin SE & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Apdo. de correos 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com