



## smartOne®


Agujas para microdissección monopolares

La solución segura y simple para  
la cirugía maxilofacial, plástica y dental

## Electrodos **smartOne®** – Agujas de microdissección



La solución segura y simple  
para la cirugía maxilofacial,  
plástica y dental



### **Precisión de máximo nivel**

Las agujas de microdissección smartOne® están especialmente diseñadas para incisiones y preparaciones muy minuciosas. La punta fina de los electrodos permite preparar el tejido con precisión para la inserción del implante.



### **Material de tungsteno nonStick**

Todas las agujas de microdissección smartOne® están fabricadas de tungsteno. Este material **reduce** la adhesión de los tejidos, previniendo así hemorragias indeseadas.



### **Plena potencia con ajustes reducidos**

La punta fina y el recubrimiento especial permiten utilizar el aparato de electrocirugía con ajustes reducidos.

La solución perfecta para una preparación cuidadosa del tejido del paciente.

**IPS** Implants®

One Patient. One Solution.



### Electrodos activos

**STERILE EO**

max. 3000 Vp Ø 2,4 mm

**NSTC**

NSTC = nonStick tungsten

**10** UV = Unidad de venta

### Agujas de microdissección



80-700-40-04 **10**  
Aguja para microdissección de tungsteno



80-700-42-04 **10**  
Aguja para microdissección de tungsteno, 45°



80-700-41-04 **10**  
Aguja para microdissección de tungsteno



80-700-43-04 **10**  
Aguja para microdissección de tungsteno, 45°

### Vista general de artículos

Número de artículo	Denominación	UV
80-700-40-04	Aguja para microdissección de tungsteno, 20 mm	<b>10</b>
80-700-41-04	Aguja para microdissección de tungsteno, 30 mm	<b>10</b>
80-700-42-04	Aguja para microdissección de tungsteno, 45°, 5 mm	<b>10</b>
80-700-43-04	Aguja para microdissección de tungsteno, 45°, 10 mm	<b>10</b>

## KLS Martin Group

### **KLS Martin Australia Pty Ltd.**

Sidney · Australia  
Tel. +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

### **KLS Martin do Brasil Ltda.**

São Paulo · Brasil  
Tel. +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

### **KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.**

Shanghái · China  
Tel. +86 21 5820 6251  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

Dubái · Emiratos Árabes Unidos  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

### **KLS Martin LP**

Jacksonville · Florida, Estados Unidos  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

### **KLS Martin India Pvt Ltd.**

Chennai · India  
Tel. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

### **KLS Martin Italia S.r.l.**

Milán · Italia  
Tel. +39 039 605 67 31  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin Japan K.K.**

Tokio · Japón  
Tel. +81 3 3814 1431  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**

Penang · Malasia  
Tel. +604 261 7060  
malaysia@klsmartin.com

### **KLS Martin de México, S.A. de C.V.**

Ciudad de México · México  
Tel. +52 55 7572 0944  
mexico@klsmartin.com

### **KLS Martin Nederland B.V.**

Huizen · Países Bajos  
Tel. +31 35 523 45 38  
infonl@klsmartin.com

### **KLS Martin UK Ltd.**

Reading · Reino Unido  
Tel. +44 118 467 1500  
info.uk@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

Moscú · Rusia  
Tel. +7 499 792 76 19  
russia@klsmartin.com

### **KLS Martin Taiwan Ltd.**

Taipei · Taiwán  
Tel. +886 2 2325 3169  
taiwan@klsmartin.com

### **KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**

Hanoi · Vietnam  
Tel. +49 7461 706-0  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

#### **Una sociedad de KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania  
Apdo. de correos 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com